



SHORT CHANNEL™

FIRST LIPO il laser che aiuta a dimagrire

FIRST LIPO è il più innovativo laser per la lipolisi che ti offre la possibilità di dimagrire e rimodellare il corpo senza dolore e senza l'utilizzo di aghi. Il Lipolaser utilizza la più recente tecnologia del laser freddo a basso livello per ridurre l'adipe in quasi tutte le zone del corpo senza intervento chirurgico, tempi di inattività o arrossamento.


La luce laser penetra la pelle a DUE specifiche lunghezze d'onda (980 nm e 650 nm) mirate per le cellule adipose. Queste cellule vengono permeate liberando acidi grassi liberi, acqua e glicerolo. Insieme, questi composti noti come trigliceridi vengono rilasciati dalle cellule di grasso quando il corpo ha bisogno di energia, una volta liberato il glicerolo e gli acidi grassi, sono utilizzati dal corpo come una sorgente di energia.

- ✓ LIPOLISI
- ✓ MIGLIORAMENTO DELLA CELLULITE
- ✓ RIDUZIONE ADIPOSITÀ LOCALIZZATA
- ✓ DIMINUZIONE DELLA CIRCONFERENZA
- ✓ STIMOLAZIONE MICROCIRCOLO
- ✓ RICOMPATTAMENTO CUTANEO

I Nostri Numeri



double wave



riduzione
circonferenza




8 pads grandi +
4 pads piccoli

Tipo Laser	Diodo Laser
Lunghezza d'onda	650 nm e 980 nm
Potenza d'uscita	250 MW
Manipoli	4 pads piccoli, 8 pads grandi
	162 diodi
Touch Screen	8" touch screen
Frequenza D'uscita	1 Hz to 1000 Hz regolabile
Potenza	1500 W
Voltaggio	220 V/50Hz
Temperatura di lavoro	10°C / 40 °C Non condensing
Peso netto	10 KG
Dimensioni	53x48x49 cm

SNELLIRE NON E' MAI STATO COSI' SEMPLICE

First Lipo viene utilizzata per perdere peso sulle seguenti aree del corpo: viso, glutei, addome, fianchi, cosce, schiena, seno, gambe e braccia. In particolare, l'eccesso di grasso intorno al viso è trattato utilizzando paddle appositamente progettati. Un trattamento girovita di 30 minuti può ridurre da 1,5 a 2 cm, mentre un protocollo completo di otto trattamenti spesso si traduce in perdita di più centimetri. Il laser stimola i mitocondri delle cellule grasse, così come i recettori Alfa e Beta della membrana adipocitaria, i quali sollecitano la produzione dell'enzima lipasi, responsabile della frammentazione dei trigliceridi.



PROGRAMMA PULSATO

Il Programma Luce Pulsata è indicato per fianchi, addome, cosce, schiena, braccia e il mento, indicato per persone moderatamente obese. Trattamento consigliato contro la cellulite fibrosa.



PROGRAMMA CONTINUO

Il Programma Luce Continua è indicato per la riduzione del grasso nelle persone altamente obese (tutto il corpo). Trattamento consigliato contro la cellulite sclerotica.

PERCHÈ SCEGLIERCI

- 12 Pad Double Wave
- Diodi Mitsubishi
- Qualità dei materiali
- Controllo potenze singoli pads
- Facilità d'utilizzo

Il paddle è composto da 10 diodi laser con una potenza da 250 MW

